



**Das Mittel erster  
Wahl für Ihre  
Infusionsbehandlungen**

**BAIRD**

## Merkmale und Vorteile

### Merkmale und Vorteile:

- ▶ Leichter, einfacher Sicherheitsmechanismus
- ▶ Transparente Basisplatte bietet ausgezeichnete Sichtbarkeit beim Platzieren

### Entwickelt für den Komfort der Patienten:

- ▶ Kleinste Basisplatte aller BARD® Sicherheits-Infusionssets
- ▶ nichtabsorbierendes Patientenkomfortpolster
- ▶ Verbessertes Profil erleichtert das Verbandanlegen
- ▶ Erfordert geringeren Kraftaufwand als andere derzeit vermarktete silikonfreie Portnadeln

### Sicherheit:

- ▶ Integrierter Sicherheitsmechanismus reduziert das Risiko von Nadelstichverletzungen

### Kontrastmittel-Druckinjektion:

- ▶ Ermöglicht CECT-Aufnahmen
- ▶ Ermöglicht intravenöse Therapien



Ohne Zuspritzmöglichkeit

Bestell-Nr.	Größe	Maximale Flussrate
84446001	19 G x 19 mm	5 ml/s
84446002	19 G x 25 mm	5 ml/s
84446003	19 G x 38 mm	5 ml/s
84446005	20 G x 19 mm	5 ml/s
84446006	20 G x 25 mm	5 ml/s
84446007	20 G x 38 mm	5 ml/s
84446009	22 G x 19 mm	2 ml/s
84446010	22 G x 25 mm	2 ml/s
84446011	22 G x 38 mm	2 ml/s

Verpackungseinheit: 20 Stück

Mit Zuspritzmöglichkeit

Bestell-Nr.	Größe	Maximale Flussrate
84446013	19 G x 19 mm	5 ml/s
84446014	19 G x 25 mm	5 ml/s
84446015	19 G x 38 mm	5 ml/s
84446017	20 G x 19 mm	5 ml/s
84446018	20 G x 25 mm	5 ml/s
84446019	20 G x 38 mm	5 ml/s
84446021	22 G x 19 mm	2 ml/s
84446022	22 G x 25 mm	2 ml/s
84446023	22 G x 38 mm	2 ml/s


Verpackungseinheit: 20 Stück

Füllvolumen des POWERLOC® MAX Sicherheits-Infusionssets

19, 20 und 22 G	<b>Mit</b> Zuspritzmöglichkeit - 0,4 ml
19, 20 und 22 G	<b>Ohne</b> Zuspritzmöglichkeit - 0,3 ml

Minimum Schwerkraft-Flussrate des POWERLOC® MAX Sicherheits-Infusionssets

19 G	1680 ml/h
20 G	960 ml/h
22 G	312 ml/h



### Falls Sie mehr wissen wollen

Weitere Informationen erfahren Sie von unserem Außendienst oder besuchen Sie uns im Internet [www.bard.de](http://www.bard.de)



#### C. R. Bard GmbH

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe  
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100  
[www.bard.de](http://www.bard.de)

#### Bard Medica S.A.

MGC-Top Nr. D36, 3.0G Ebene, Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien  
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30  
[www.bard.at](http://www.bard.at)

#### Bard Medica S.A.

Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich  
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70  
[www.crbard.ch](http://www.crbard.ch)

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren. Bard, PowerLoc und PowerPort sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc.

Alle anderen Marken sind das Eigentum Ihres jeweiligen Herstellers. © Copyright 2012 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BR00800-D (10/2012) DACH-DTP 1012/4031 (ENG/3314)