



# SafeStep™

HUBER SICHERHEITS-INFUSIONSSET

Der richtige Schritt für Sie und  
Ihre Patienten

BAIRD

# SAFESTEP™ Huber Sicherheits-Infusionsset

Ohne Zuspritzmöglichkeit

Bestell-Nr.	Größe
LH0039	19 G x 12,7 mm
LH0033	19 G x 19 mm
LH0034	19 G x 25 mm
LH0040	19 G x 38 mm
LH0037	20 G x 12,7 mm
LH0031	20 G x 19 mm
LH0032	20 G x 25 mm
LH0038	20 G x 38 mm
LH0035	22 G x 12,7 mm
LH0029	22 G x 19 mm
LH0030	22 G x 25 mm
LH0036	22 G x 38 mm

Verpackungseinheit: 25 Stück

Minimum Schwerkraft-Flussrate der SAFESTEP™ Huber Sicherheits-Infusionssets

19 G	1680 ml/hr
20 G	960 ml/hr
22 G	312 ml/hr

Mit Zuspritzmöglichkeit

Bestell-Nr.	Größe
LH0039YN	19 G x 12,7 mm
LH0033YN	19 G x 19 mm
LH0034YN	19 G x 25 mm
LH0040YN	19 G x 38 mm
LH0037YN	20 G x 12,7 mm
LH0031YN	20 G x 19 mm
LH0032YN	20 G x 25 mm
LH0038YN	20 G x 38 mm
LH0035YN	22 G x 12,7 mm
LH0029YN	22 G x 19 mm
LH0030YN	22 G x 25 mm
LH0036YN	22 G x 38 mm

Verpackungseinheit: 25 Stück

Füllvolumen der SAFESTEP™ Huber Sicherheits-Infusionssets

19, 20, und 22 G	Mit Zuspritzmöglichkeit, 0,7 ml
19, 20, und 22 G	Ohne Zuspritzmöglichkeit, 0,3 ml



## Merkmale und Vorteile

### Einfache Anwendung:


- ▶ Leichter, einfacher Sicherheitsmechanismus
- ▶ Transparente Basisplatte bietet ausgezeichnete Sichtbarkeit beim Platzieren
- ▶ Nadelfreier Konnektor

### Entwickelt für den Komfort der Patienten:

- ▶ Kleinste Basisplatte aller BARD® Sicherheits-Infusionssets
- ▶ nichtabsorbierendes Patientenkomfortpolster
- ▶ Verbessertes Profil erleichtert das Verbandanlegen
- ▶ Erfordert geringeren Kraftaufwand als andere derzeit vermarktete silikonfreie Portnadeln

### Sicherheit:

- ▶ Integrierter Sicherheitsmechanismus reduziert das Risiko von Nadelstichverletzungen



### Falls Sie mehr wissen wollen

Weitere Informationen erfahren Sie von unserem Aussendienst oder besuchen Sie uns im Internet [www.bard.de](http://www.bard.de)

# BARD

#### C. R. Bard GmbH

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe  
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100  
[www.bard.de](http://www.bard.de)

#### Bard Medica S.A.

MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene  
Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien  
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30  
[www.bard.at](http://www.bard.at)

#### Bard Medica S.A.

Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich  
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70  
[www.crbard.ch](http://www.crbard.ch)

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard und SafeStep sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc.

© Copyright 2012 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BRO0770-D (02/2012) DACH-DTP 0212/3228